

MKUv 1610

MediLine



Smart
Monitoring

Brutto-/Nutzinhalt	142/76 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/820
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/670
Energieverbrauch in 365 Tagen	273 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	1.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorgerüstet
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Griff	Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Brutto-/Nettogewicht	44 / 42 kg
EAN-Nr.	9005382238158
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.