

MKv 3910

MediLine



Smart
Monitoring

Brutto-/Nutzinhalt	361/202 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/1840
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/1635
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	48 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorgerüstet
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Griff	Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Brutto-/Nettogewicht	86 / 81 kg
EAN-Nr.	9005382238295
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.