

# LKexv 1800

MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	180/160 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/600/860
Innenmaße in mm (B/T/H)	513/441/702
Energieverbrauch in 365 Tagen	328 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +30°C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	1.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Verstellbare Ablageflächen	3
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	41/38 kg
EAN-Nr.	9005382168356

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.